



eliplus

Désinfectante Ultra



Poudre concentrée pour blanc et couleurs résistantes.

Caractéristiques

- Produit de lavage à haute teneur en agents de blanchiment.
- Détachant dès 30°C.
- Contient des enzymes pour l'enlèvement des taches protéiniques et d'amidon.
- La poudre est SANS PHOSPHATE ET SANS ZEOLITHE. Cette innovation s'inscrit dans le cadre d'une démarche de développement durable et respectueuse de l'environnement. Ce nouveau système est capable de remplacer à la fois les phosphates, responsables de l'eutrophisation des milieux aquatiques, mais aussi les zéolithes, particules insolubles susceptibles de se déposer sur les vêtements mais aussi dans les conduits de la machine.

Mode & doses d'emploi

	Peu sale	Sale	Très sale
Prélavage & lavage	Prélavage : 10g Lavage : 8g	Prélavage : 10g Lavage : 10g	Prélavage : 10g Lavage : 15g
Lavage seul	Lavage : 10g	Lavage : 18g	Lavage : 25g
Désinfection	8g/L à 40°C		

Grammage par kilo de linge sec
Ajuster le dosage en fonction de la dureté de l'eau.

Conditionnement

- Sac en plastique de 10 kg
- Sac en plastique de 20 kg

Données physico-chimiques

- Couleur : poudre blanche avec grains bleus
- Densité apparente : 672 ± 100 g/l
- Densité réelle : 769 ± 100 g/l
- pH (solution à 1%) : 10.1 ± 0.5
- Alcalinité (solution à 1%) : $0.72\text{g/l Na}_2\text{O}$
: $2.61\text{g/l Na}_2\text{CO}_3$

Législation - Sécurité

- Produit d'usage externe. Ne pas avaler.
- TP2 : lessive linge désinfectante action curative immédiate.
- Substance active biocide : Acide peracétique généré in situ de tetraacetythylenediamine (TAED) et percarbonate de sodium: 1,6% ; Acide 6-(phtalimido)peroxyhexanoïque (n° CAS: 128275-31-0): 0,34%
- Produit de nettoyage conforme au règlement concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement n°648/2004).
- La formule de ce produit est déposée au centre anti poisons de Nancy n° d'urgence : 0383323636.
- Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande et sur notre site internet www.elidis.pro

Propriétés microbiologiques

Norme	Souches	Concentration	Conditions d'essai
Bactéricide			
EN1276 Conditions de propreté	Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	8g/L	Température : 40°C Temps de contact : 15mn